

Optimal 5zon[®] BM

Förebyggande bäddmadrass med god komfort



Optimal 5zon BM med överdrag Olivia

Optimal 5zon[®] BM

Optimal 5zon[®] BM används i alla typer av vårdmiljöer som förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾, samt vid smärterapi. En mjuk och följsam bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Madrassens unika design ger den goda tryckutjämnande egenskaper. Skumkärnan är tillverkad i kallskum med mycket hög volymvikt vilket ger en lång livslängd och mycket bra komfort.

Optimal 5zon[®] BM levereras med Hygienöverdrag Olivia, ett elastiskt och följsamt överdrag som "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.

Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor och fästband i resår.

Optimal 5zon[®] BM tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.



Care of Sweden, Optimal 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2018-10-05

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p>Tryck Högelastiska kvalitetsmaterial och ett unikt zon- och modulsystem ger en effektiv tryckutjämnning.</p> <p>Skjuv Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: Kallskum 65 kg/m³• Höjd: 6 cm• Överdrag: Olivia• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-150 kg*• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling. <p>*Notera att den underliggande madrassen har påverkan på den totala funktionen, inklusive den rekommenderade brukarvikten.</p>
 <p>Madrassväljaren - Guidelines vid val av produkt Läs om hur du väljer rätt madrass på: www.careofsweden.se/madrassvaljaren</p>	<p>STORLEKAR</p> <p>80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.</p>