
Hjälpmiddel för kroppspositionering under behandling – Tryckavlastningskuddar

CareWave Avlastningskudde Öra Blå

Leverantör: Togemo
Lev. art.nr: NEG1103
Sesam nr: 40344
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [044827](#)
Storlek: 30x30 cm



Beskrivning: Kudden är fylld med bolsterpärlor som formar sig efter ansiktets form och stödjer från hak-spetsen över kind och käkpartiet upp mot tinningloben. Ett elastiskt hål format som ett öra i kombination med kuddens fyllnadsmaterial gör att örat får en total avlastning. Kudden används framförallt av brukare som ligger stilla i sängen och som riskerar att få trycksår eller som redan har sår. Kudden placeras på en underliggande huvudkudde. Palpera och känn efter så att örat ligger fritt och avlastat.

CareWave Hälskydd Blå

Leverantör: Togemo
Lev. art.nr: NEG0616
Sesam nr: 37844
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [044827](#)
Storlek: 35x25 cm



Beskrivning: Hälskydd som ger avlastning för hälen, skyddar malleolerna samt bibehåller fotleden i ett neutral t läge i liggande position. Hälskyddet kan också användas när brukaren sitter i komfortstol under dagtid. Fixeras med hjälp av kardborreband.

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling – Tryckavlastningskuddar

CareWave Hälskydd Grön

Leverantör: Togemo
Lev. art.nr: NEG0885
Sesam nr: 37845
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [044827](#)
Storlek: 25x20 cm



Beskrivning: Hälskydd som ger avlastning för hälen, skyddar malleolerna samt bibehåller fotleden i ett neutral t läge i liggande position. Hälskyddet kan också användas när brukaren sitter i komfortstol under dagtid. Fixeras med hjälp av kardborreband.

CareWave Hälskydd fotända Blå

Leverantör: Togemo
Lev. art.nr: NEG0609
Sesam nr: 46899
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [044827](#)
Storlek: 90x20 cm



Beskrivning: Fotavlastningskudde kan användas vid sänggavel eller monteras runt madrassen med hjälp av fixlås. Vid kontraktur eller översträckning i knäleden, sänk sängens bendel eller placera en Universalkudde (NEG0944) under benet. När kudden används för att motverka droppfot eller andra felställningar, rekommenderas det att inspektera foten dagligen för att se om ytterligare avlastande kuddar behövs. För att skydda foten och minska risken för tryck kan en Universalkudde placeras mellan fotavlastningskudden och sänggaveln.

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling – Tryckavlastningskuddar

CareWave Underbenskudde FitLeg Non-slip (2-delad) svart

Leverantör: Togemo
Lev. art.nr: NEG777161
Sesam nr:
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [044827](#)



Beskrivning: 2-delad anatomisk formad underbenskudde som förhindrar att brukaren glider nedåt i sängen. Kudden reducerar risken att brukaren utsätts för friktion och skjuvkrafter. Benen hålls i en symmetrisk och neutral position och motverkar att knäleden översträcks. Hälarna avlastas. Kudden kan även användas i en standardsäng, inom palliativ vård, tillsammans med ett elektriskt/manuellt ryggstöd. Kan även användas postoperativt eller under rehabilitering. Skumbas: HR-kallskum, Överdrag: Polyuretanbeklädd polyesterväv

Underbenskudde FitLeg XL lång

Leverantör: Togemo
Lev. art.nr: NEG774429
Sesam nr: 49699
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [044827](#)



Storlek: 58x55x12 cm
Beskrivning: Anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning

Underbenskudde FitLeg XS kort

Leverantör: Togemo
Lev. art.nr: NEG777398
Sesam nr:
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [044827](#)



Storlek: 55x40x12 cm
Beskrivning: Anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - Tryckavlastningskuddar

Underbenskudde FitLeg EVO lång, svart

Leverantör: Togemo

Lev. art.nr: NEG774430

Sesam nr: 47268

Medicinteknisk produkt Ja NejUpphandlad produkt Ja NejRiktlinje: [044827](#)

Storlek: 58x55x12 cm

Beskrivning: Anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning

