

Till våra beställare

Rörbyte för analyserna S-PSA och S-Folat

För att minska risken för preanalytiska fel kommer förstahandsval av rör för S-PSA och S-Folat att ändras.

3,5 mL Guldgul propp Serumrör med gel och koagulationsaktivator (CAT Serum).

Ersätts av:

4 mL Röd propp Serumrör med koagulationsaktivator (CAT Serum).

Ändringen börjar gälla från och med 2025-05-13.

Vid frågor kontakta klinisk kemi.

Milijana Tijanic Berglund
Överläkare