

Till
Laboratoriets kunder

Anti-CCP- byte av instrument och analysmetod

Det instrument som i dagsläget används för screening-analys är äldre och i behov av att bytas ut. På grund av detta kommer analysen att flyttas till ett annat instrument; Phadia 250. Phadia-instrument använder FEIA (EliA)-teknik och används av flera laboratorier i Sverige vid analys av anti-CCP.

Remiss

Analysen beställs med remiss i Cosmic alternativt med pappersremiss *Remiss serologi, immunologi och molekylärbiologi*.

S-Anti-CCP (screening reumatoid artrit).

Svarsrutin

S-Anti-CCP (FEIA)

Svar ges i U/mL. Mätområde 0,5– ≥ 340 U/mL.

Tolkning

Påvisade: >10 U/mL

Gränsvärde: ≥ 7 – 10 U/mL.

Ej påvisade: <7 U/mL.

Observera att anti-CCP tidigare rapporterades i E/mL och att resultaten/nivåerna skiljer sig mellan gammal och ny metod.

Datum för analysbyte

2026-08-25

Klinisk mikrobiologi



Maria Bäck
Överläkare



Annica Lindow
Driftledare