

Hjälpmedelsservice

Tangentbord

Tangentbord mini/TY med överlägg i metall

Leverantör: Frölunda Data
Lev. art.nr: 209000200
Sesam nr: 13159
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 03](#) Vuxen [22 36 03](#)



Storlek: Litet
Beskrivning: Tangentbord Mini/TY med överlägg i metall är ett tangentbord i miniformat som har ett fastskruvat överlägg i metall. Överlägget skapar en liten distans mellan tangenterna, som underlättar för användare som har svårt att trycka ner endast en tangent åt gången.

Clevy 2 tangentbord (kontrast)

Leverantör: Frölunda Data
Lev. art.nr: 237000170 (med USB-kabel)
- (med Bluetooth)
Sesam nr: -
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 03](#) Vuxen [22 36 03](#)
Storlek: Stort



Beskrivning: Clevy2 tangentbord är ett förenklat och förstorat tangentbord som gör det lätt och roligt att skriva på datorn. Denna "kontrast-version" har svarta bokstavstanger med vit text och övriga tangenter är inverterade. Totalt finns det 68 tangenter på Clevy2 tangentbord, och det är de tangenter som används mest på ett vanligt tangentbord. Clevy2 tangentbord (kontrast) fungerar bra för alla som behöver ett lättanvänt tangentbord. Finns överlägg/raster till tangentbordet.
Finns med kabeanslutning eller Bluetooth. Fungerar på Chromebook, Mac och PC

Hjälpmedelsservice

Tangentbord

Clevy 2 tangentbord (färg)

Leverantör: Frölunda Data
Lev. art.nr: 237000110 (med USB-kabel)
- (med Bluetooth)
Sesam nr: 35096
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 03](tel:223603) Vuxen [22 36 03](tel:223603)
Storlek: Stort
Beskrivning:



Clevy2 tangentbord är ett förenklat och förstorat tangentbord som gör det lätt och roligt att skriva på datorn. De stora, olikfärgade tangenterna underlättar att se och att hitta rätt tangent. Totalt finns det 68 tangenter på Clevy2 tangentbord, och det är de tangenter som används mest på ett vanligt tangentbord. Clevy2 tangentbord är utformat speciellt för att passa yngre barn, men fungerar bra för alla som behöver ett lättanvänt tangentbord. Finns överlägg/raster till tangentbordet. Finns med kabeanslutning eller Bluetooth. Fungerar på Chromebook, Mac och PC

Trådlöst Bluetooth minitangentbord till iPad/iPhone/Mac

Leverantör: Frölunda Data
Lev. art.nr: 35701149
Sesam nr: 45757
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 03](tel:223603) Vuxen [22 36 03](tel:223603)
Storlek: Litet
Beskrivning:



Anpassat, trådlöst minitangentbord till ios och android med förstorade tangenter som är särskilt framtaget för att möjliggöra för användare med synnedsettningar och/eller svårigheter med finmotoriken att kunna skriva på iOS-enheter.

Hjälpmedelsservice

Alternativa inmatningsenheter

PCEye med TD Control

Leverantör: Dynavox Group AB
Lev. art.nr: 111100 – endast TD Control
111101 – med TD Control, Communicator och Accessible Apps

Sesam nr: 49842

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: Barn [22 36 12](#) Vuxen [22 36 12](#)

Beskrivning: Fristående ögonstyrning som är kompatibel med Windowsdatorer. Fungerar på skärmar upp till 27". Programvaran TD Control ingår men går även att beställa med Communicator och Accessible Apps.



Ögonstyrning VIDA Go PC

Leverantör: Moovon AB

Lev. art.nr: 1828976

Sesam nr: -

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: Barn [22 36 12](#) Vuxen [22 36 12](#)

Beskrivning: Ögonstyrningskamera med 60 Hz bilduppdatering. 17 ms återhämtningstid för snabb återhämtning. Hanterar huvudrörelser upp till 40 cm/s+. Kompatibel med Windows 10/11 och Grid Pad. Kalibrering på 24"-skärmar och större.



Hjälpmedelsservice

Inmatningstillbehör

Joy Cable

Leverantör: Moovon AB
Lev. art.nr: 1825802
Sesam nr: 39105
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 15](#) Vuxen [22 36 15](#)



Beskrivning: Kontaktadapter för anslutning av 2 manöverkontakter som ansluts till datorns USB-port. Med den medföljande programvaran "Switch Driver" kan alla program kontaktstyras. Kontakterna kan simulera tangentbord, musklick och musförflyttningar. Individuella inställningar kan konfigureras.

APPLICATOR

Leverantör: Frölunda Data
Lev. art.nr: 230020200
Sesam nr: 39326
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 15](#) Vuxen [22 36 15](#)



Beskrivning: En trådlös kontaktlåda med fyra programmerbara uttag för kontakter. Ger möjlighet att styra appar (kontaktstyrda), musik- och bilder med kontakter. APPLICATOR kommunicerar med iPad via bluetooth-funktionen och är enkel att ställa in samtidigt som den har funktionalitet för att tillgodose olika behov.

Hjälpmedelsservice

Inmatningstillbehör

AmAneo BTi / blåtand

Leverantör: Moovon AB
Lev. art.nr: iPad/iPhone: 1828588
Sesam nr: iPad/iPhone: 46771,
Windows: 48788
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 15](#) Vuxen [22 36 15](#)



Beskrivning: AMAneo BTi / Blåttand gör det möjligt att styra en iPad/iPhone eller windowsdator med mus/huvudmus/joystick. Utöver möjligheten att styra en iPad/iPhone/windowsdator med ett pekdon kan också skakningar motverkas och på så sätt möjliggöra t.ex. en person med tremor att styra sin iPad/iPhone/windowsdator. Dwellklick kan ställas in så att pekdonet automatiskt gör ett klick där man stannar på skärmen.

SimplyWorks Receive:2

Leverantör: Frölunda Data
Lev. art.nr: 230030602
Sesam nr: -
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 15](#) Vuxen [22 36 15](#)



Beskrivning: SimplyWorks Receive 2 är en trådlös USB-mottagare som kan användas tillsammans med alla SimplyWorks trådlösa produkter. Fungera med både PC och Mac. Det är även möjligt att använda SimplyWorks Receive 2 på en iPad med tillbehöret iPad USB-adapter för iPad 2/3/4 från Apple. Tillsammans med SimplyWorks trådlösa switchar kan du kontaktstyra din iPad.

Hjälpmedelsservice

Inmatningstillbehör

Blue 2 switch

Leverantör: Frölunda Data
Lev. art.nr: 233310327
Sesam nr: 41514
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 15](#) Vuxen [22 36 15](#)
Storlek: 16.3 × 7 × 2 cm



Beskrivning: Blue2 ger dig tillgång till alla appar som har stöd för kontaktstyrning och drar nytta av inställningarna för reglagestyrning i iPad, iPhone och andra hårdvaror med bluetooth. Blue2 ansluts trådlöst till din hårdvara via Bluetooth. Därefter kan man använda dess 2 inbyggda switchar för att styra alla kontaktpassade appar/program. Vill man så går det även att ansluta trådbundna externa switchar med 3.5mm audioplug (t.ex. Jelly Bean) som då ersätter de inbyggda switcharna.

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen

Origin HeadMouse Nano

Leverantör: Moovon AB
Lev. art.nr: -
Sesam nr: -
Medicinteknisk produkt Ja tillsammans med Grid Pad 13/16
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 21](#) och Vuxen [22 36 21](#)



Beskrivning: Huvudmusen följer huvudrörelser, så att du kan använda en rad elektroniska enheter hands-free. Den kopplas in via USB till datorer, surfplattor eller en samtalsapparat.

Quha Zono 2

Leverantör: Moovon AB
Lev. art.nr: 1828720
Sesam nr: 49789
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 21](#) och Vuxen [22 36 21](#)



Beskrivning: En trådlös gyromus med olika monteringsalternativ. Den är kalibrerad vid leverans för att fästas på glasögonen men kan även styras med foten, armen eller annan kroppsdel där det finns en fungerande rörlighet som kan kontrolleras. Den har en aktiv batteritid på 60 timmar.

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen

Mini Joystick USB

Leverantör: Moovon AB
Lev. art.nr: 1828136
Sesam nr: 44804
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 21](#) och Vuxen [22 36 21](#)



Beskrivning: En liten och lätt joystick som kräver mindre än 10g styrka för att manövrera den. Den ansluts med USB-port och fungerar som mus. Externa kontakter ansluts för hö/vä klick. Inställningar av hastighet mm kan göras i konfigurationsprogrammet som kan laddas ner.

Joystick BJOY HAND A & C

Leverantör: Moovon AB
Lev. art.nr: BJOY HAND A: 1828200
BJOY HAND C: 1828201
Sesam nr: 44804
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 21](#) och Vuxen [22 36 21](#)



Beskrivning: Två helt nya sorters Joystick finns nu hos Picomed. De är tänkta att hållas inne i handen men fungerar också utmärkt att använda liggande på bordet eller rullstolsbrickan. Två varianter; en Digital (microswitchar) och en Analog (progressiv). Kräver mycket små rörelser. Inställningarna görs i ett PC-program, men allt sparas i själva joysticken. Flyttar du den till en annan dator har du med dig samma inställningar. Fyra miniknappar för olika klick runt Joysticken som kan bestämmas individuellt.

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen

Optimax Trackball

Leverantör: Frölunda Data
Lev. art.nr: 230012000
Sesam nr: -
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 21](#) och Vuxen [22 36 21](#)



Beskrivning: Optimax Trackball är en trådlös styrkula som är specifikt utformad för användare med motoriska svårigheter. Med sin optiska teknik ger den exakt kontroll över muspekaren. Den stora styrkulan rullar friktionsfritt och kräver endast marginell beröring. Optimax Trackball har en räckvidd på över 10 meter och kan användas som en stationär eller handhållen enhet.

Trackball CST Max KidTrac

Leverantör: Utgått. Finns i lager på Bhjmc
Lev. art.nr: 22501350.
Sesam nr: -
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: Barn [22 36 21](#) och Vuxen [22 36 21](#)
Storlek: 17.1 × 9.5 × 5 cm
Kulans diameter: 5.7cm



Beskrivning: Trackball CST Max KidTrac har samma funktion som en vanlig mus men hanteras omvänt, på så vis att den står still medan man istället rör på kulan genom att "rulla" på ovansidan. Trackball CST Max KidTrac är en rejält tilltagen trackball med en stor rund kula och stora knappar med specialfunktioner. Trackball CST Max Trac har 3 knappar; den vänstra motsvarar vänster musklick, mittenknappen är en "låsknapp" för att slippa hålla vänstra knappen nedtryckt när man t.ex. ska dra ett objekt eller rita. Den högra knappen motsvarar höger musklick. Trackball CST Max KidTrac är särskilt framtagen för att passa små barn med dess pedagogiskt olikfärgade (blå, grön, röd) knappar och gula kula. Anslutning sker via USB, men det medföljer även en adapter som gör det möjligt att koppla in till den äldre PS/2-standarden