

Hjälpmedelsservice

Positioneringskuddar bas

Positioneringskuddarna är upphandlade med en vinnare
Gäller från och med 2026-06-01

Här nedan visas översikt av förskrivningsbart sortiment.

Garantitid

Huvudhjälpmedel: 2 år
Tillbehör: 1 år
Reservdelar: 1 år

Leveranstider

Huvudhjälpmedel: 10 dagar
Tillbehör: 5 dagar
Reservdelar: 5

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Minikudde LeanOnMe Mini

Leverantör: Etac
Riktlinje: 04 48 27
Storlek: B150 x L300 mm



Beskrivning: En liten, multifunktionell stödkudde. Placera LeanOnMe Mini där det uppstår mindre hålrum mellan kroppen och madrassen vid positionering av patienten, vanligtvis vid fotled och knä.

Kan fås med Soft-Touch överdrag eller hygienöverdrag

Stödkudde LeanOnMe Roll

Leverantör: Etac
Riktlinje: [044827](https://www.etac.se/044827)
Storlek: XS, S, M, L, LW och XL

Beskrivning: Rullen kan böjas, formas och justeras exakt efter patientens behov
Kudden kan skakas för att bli fylligare i vissa områden och tunnare i andra. I sidoläge kan den formas så att den ger stöd åt huvud, rygg och ben. Den är väl lämpad för neurologiska patienter och patienter med nedsatt kroppskänedom eller ångest, eftersom den kan ge god taktil stimulans.



Kan fås med Soft-Touch överdrag eller hygienöverdrag

Stödkudde LeanOnMe Wing

Leverantör: Etac
Riktlinje: [044827](https://www.etac.se/044827)

Beskrivning: Ryggstödkudde med en vinge används i sidoläge. Patienten ligger på vingen så att patientens vikt håller kudden på plats och ryggen får ett bekvämt stöd i en stabil position. När patienten ligger på rygg kan kudden placeras så att den minimerar trycket på utsatta kroppsdelar från sänggrinden.



Kan fås med Soft-Touch överdrag eller hygienöverdrag

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Stödkudde LeanOnMe Wing

Leverantör: Etac

Riktlinje: [044827](#)

Beskrivning: Ryggstödkudde med en vinge används i sidoläge. Patienten ligger på vingen så att patientens vikt håller kudden på plats och ryggen får ett bekvämt stöd i en stabil position. När patienten ligger på rygg kan kudden placeras så att den minimerar trycket på utsatta kroppsdelar från sänggrunden.



Kan fås med Soft-Touch överdrag eller hygienöverdrag

Stödkudde LeanOnMe Channel

Leverantör: Etac

Riktlinje: [044827](#)

Beskrivning: En flexibel, kanalsydd kudde som ger stöd och avlastning. Kudden kan rullas och formas beroende på användningsområde. Den kan placeras under benet/benen, mellan benen, under vaderna för att minska trycket på hälarna eller som stöd för en arm. Kudden kan också placeras under ryggen eller mellan benen för att fördela trycket och stödja utsatta områden. Vid sittande placeras kudden i ryggen som stöd.



Kan fås med Soft-Touch överdrag eller hygienöverdrag

Stödkudde LeanOnMe Basic

Leverantör: Etac

Riktlinje: 04 48 27

Beskrivning: Traditionella positioneringskuddar i sex former och storlekar. Kuddarna kan användas i sido- och rygggläge för att stödja rygg, armar, ben, knän och vrist, eller i rygggläge för att främja en öppnare och bekvämare andningsposition. Positioneringsdynorna kan också användas för att minska trycket på utsatta kroppsdelar från sänggrunden.



Kan fås med Soft-Touch överdrag eller hygienöverdrag

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Nackkudde LeanOnMe Ring

Leverantör: Etac

Riktlinje: 04 48 27



Beskrivning: Nackkudden används för ett stabilt och avlastande stöd när en vanlig kudde inte passar. Den är väl lämpad för patienter som ligger mycket på rygg och har en tendens att utveckla trycksår på bakhuvudet. För patienter med dålig huvudkontroll kan kudden även användas i halvsittande ställning i en säng eller fåtölj för att avlasta huvudet.

Kan fås med Soft-Touch överdrag eller hygienöverdrag
