

Sårvårdslistan

När en patient fått hjälp med sårvård från vården önskas ibland att denne fortsätter med sårvård även i hemmet. Bedömning görs av vårdpersonal gällande om receptförskrivning bör ske eller om inköp lämpligen sker från receptfritt sortiment.

Listan nedan är framtagen för att lättare kunna se vilken produkt inom vården som motsvaras av vad inom apotekssortiment receptfritt. En tydlig rekommendation från vården underlättar för patient och apotekspersonal att hitta den mest lämpliga produkten på apoteket.

Observera att produkterna på apotek kan vara beställningsvaror och att förband oftast är max 10x10 cm. Förutom produkterna i listan kan det finnas ytterligare, likvärdiga alternativ från apotekens egna märken.

Typ av sår	Region Värmland	Apotek	Typ av förband
Torra till minimalt vätskande sår	Mepilex border flex lite	Mepilex border flex lite	Absorberande täckförband.
Lätt vätskande sår	Mepilex lite	Mepilex lite	Ikke vidhäftande absorptionsförband. Kombination med annan sårvårdsprodukt. Fuktspärr.
Måttligt till rikligt vätskande sår	Kliniderm Iodosorb Polymem	Zetuvit E	Höggradigt rent absorptionsförband. Fixeras med häfta/linda.
Rena, fibrinbelagda sår, lätt till måttligt vätskande <i>OBS! Försiktighet vid diabetes eller arteriella sår</i>	Duoderm standard	Duoderm standard	Hydroaktivt bandage, vattentätt.
Rena, fibrinbelagda, ömtåliga, smärtsamma och vätskande sår	Mepilex Mepilex border	Mepilex Mepilex border	Sterilt absorberande silikonförband.
Rena, infekterade vätskande sår eller vid blödning	Aquacel		Absorberande hydrofibrerkompress. Läggs direkt i såret med ett förband över.
Infekterade vätskande sår, svampinfektion	Sorbact absorptionsförband Sorbact kompress Sorbact fungi tamponad	Sorbact absorptionsförband Sorbact kompress Sorbact fungi tamponad	Produkterna drar till sig bakterier.
Skärsår, brännsår, mindre brännskador, skrubbsår eller kirurgiska sår, postoperativa sår/rena sår	Opsite postop Opsite	Mepore Vitri Leukoplast	Osterilt självhäftande förband. Fastnar inte i såret. Sterilt icke vidhäftande absorptionsförband. Vattenavvisande.

Brännskador, bensår, operationssår och hudtransplantationer	Mepitel	Mepitel	Steril silikonkompress. Fastnar inte i såret men fäster på omkringliggande hud. Fixeras med kompress eller förband.
Krossår, nagelextraktioner	Mepilex border	Mepilex border	Sterilt absorberande silikonförband.
Trycksår, fot- och bensår	Mepilex border	Mepilex border	Sterilt absorberande silikonförband.
Ärrvävnad (förebyggande och behandlande)	Omnistrip Mepitac	Steri-strip Mepitac Mepiform Cicamed scar silikongel	Förlutning av mindre sår och kirurgiska snitt vid primärläkning. Mjukar upp, planar ut och ökar elasticiteten i ärrvävnad.
Fixering av kompress vid bandagering av kontinent stomi eller vid behov av extra fixering av stomibandage	Mepitac	Mepitac Mepiform	Fixeringstejp med mjuk silikongel. Silikonfilm.
Skyddande av ren, frisk eller skadad hud från kroppsvätskor och marceration. Skydd vid hudirritation runt stomin eller under stomibandage.	Cavilon no-sting hudbarriärfilm Cavilon kräm	Cavilon no-sting hudbarriärfilm Brava barriärkräm	Bildar en transparent barriärfilm. Polymerlösning.
Skydd över kontinent stomi mellantömningar	Mepilex border lite Transfer	Mepilex border lite	Absorberande täckförband. Finns med eller utan vidhäftande dyna.
Tätning under stomibandage	Duoderm standard	Duoderm standard	Hydroaktivt bandage.