

# Remiss, tromboelastografi (ROTEM)

Gäller för: Hälso- och sjukvård

<b>Patientidentitet</b>	<b>Prov taget</b> Datum: _____ Tidpunkt: _____
<b>Ansvarig läkare, namn:</b> _____ <b>Telefonnummer:</b> _____	
<b>Avdelning:</b> _____	
<b>Diagnos &amp; frågeställning:</b> _____	Gravid 3:de trimester? <input type="checkbox"/> JA
<b>PROVTAGNING:</b> 1 rör 3,5 mL Ljusblå propp (9NC Coagulation sodium citrate 3,2 %). Viktigt att röret är fyllt till markering och ID-märkt. Prov ska levereras till blodcentralen för analys inom 4 timmar. Vid transport med rörpost skall validerad insats användas.	

## **PROV OCH REMISS LÄMNAS SNARAST TILL BLODCENTRALEN!**

Vid frågor kontakta Blodcentralen CSK på telefon 91580

Dokumentet är utarbetat av: Amanda Svorén, Josefin Högling