



## Upplysningar

I **Transfusionsanvisningar** (RIK-03728) finns ett avsnitt om transfusionsreaktioner som kan vara till hjälp vid gradering av transfusionsreaktionen och lämpliga åtgärder att vidta.

Skriv av påsens/arnas tappningsnummer (om flera komponenter har givits samma dag). Ange även andra pågående eller precis avslutade infusioner.

**Lätta** snabbt övergående reaktioner är provtagning **ej** nödvändig, men rapportering på denna blankett skall göras till blodcentralen.

**Måttliga** och **svårare** reaktioner utreds alltid och prov för transfusionsreaktionsutredning tas:

- Venblod: 2 st 6 mL EDTA-rör (lila propp) och 2 st 6 mL Serumrör (röd propp), tillsammans med remiss, **Remiss, BLODCENTRALEN**. (FOR-27381) i VIDA.
- Patientidentiteten ska vara intygad.
- Denna rapport, proverna med tillhörande remiss, samt väl försluten blodpåse inkl. aggregat i separat plastpåse lämnas på blodcentralen.

**Temperaturstegring**, mer än 2°C eller uppkommen feber 39°C eller mer, utreds genom att blododling tas på patienten och blodcentralen ombesörjer att sparade blodrester från transfusion lämnas till mikrobiologen för odling.

Vid "övrigt" fylls diagnos i om den kan tänkas påverka transfusionsreaktionen. Andra symptom som blödning, hetta, halssvullnad, domningar, stickningar samt slöhet/förvirring kan förekomma, de anges vid "övrigt". Ange tidigare temperaturstegringar och duration, samt vad som orsakat den. Medicinering som kan påverka förloppet, bör anges liksom tidigare misstänkta transfusionsreaktioner.

Ta gärna kontakt med oss på blodcentralen om något är oklart.

Dokumentet är utarbetat av: Kajsa Lindqvist